

FEM 3.5

INGREDIENTES ACTIVOS: Ácido láctico, Atomizado de Lactoserum, Lauril Eter, Sulfato de Sodio, Dietanolamida de Cocamida, Estearato de Glicerina, Metil de Parabeno, Ácido Fosfórico, Esencia y Agua.

La intensa actividad, la menstruación y los cambios hormonales como son: pubertad, embarazo y menopausia, exigen a la mujer moderna cuidados especiales en su higiene íntima.

FEM 3.5 ha sido formulado para llenar esas exigencias. FEM 3.5 combina de manera equilibrada sustancias como el ácido láctico y el suero de leche, dirigidas a restaurar el PH normal de la vagina, devolviéndole así, la barrera ácida y neutral frente a las bacterias causantes de infecciones y muchas molestias.

Fem 3.5 le brinda a la mujer, con cada lavado, intensa suavidad con un agradable sensación de limpieza por un largo período de tiempo.

AGITE EL FRASCO SUAVEMENTE ANTES DE CADA USO.

Modo de empleo: Humedezca bien el área genital, deposite una cantidad adecuada de Fem 3.5, en la palma de mano, o directamente en el área. Esparza con movimientos circulares en toda la zona, luego retire la espuma con abundante agua (si desea, puede repetir el proceso) y finalmente seque la zona.

PRECAUCIONES:

No se ingiera. Para uso externo solamente. Evite el contacto con los ojos y en caso de que llegase a pasar, enjuague con abundante agua. Si el problema persiste, visitar un médico.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Consérvese en un lugar fresco a una temperatura de 15 a 30 grados Celsius. Protéjase de la luz solar.